

## Pur-Zellin®

Tampon de ouate de cellulose

**Référence**  
**143213**

**Dimensions**  
**4 x 5 cm**



### Produit

Tampon plat en cellulose prédécoupé.  
Manipulation facilitée par l'utilisation de la boîte distributrice Pur-Zellin® Box (réf : 996857).

### Indications / Classification

Utilisé pour les soins d'une durée inférieure à 60 minutes comme barrière mécanique ou pour l'absorption d'exsudats.

Pur-Zellin® est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications

#### Composition :

Superposition de 11 couches de voile de cellulose extra-blanchie de 20,5 g/m<sup>2</sup> environ.

#### Caractéristiques :

Dimensions : 4 x 5 cm environ

Caractéristiques :

- capacité d'absorption : minimum 10 g/g
- temps d'immersion / absorption : maximum 4 secondes

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

### Présentation / Conditionnement

En rouleaux de 500 tampons prédécoupés emballés individuellement sous emballage pelable papier/film puis en carton.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette
143213	1	16	30

Référence	Dimensions carton	Dimensions palette
143213	428 x 338 x 315 mm	1200 x 800 x 1725 mm

### Péremption

Durée de vie : 5 ans