

Foliodress® Protect Basic

Casaque chirurgicale dos droit



Référence	Taille ou dimensions
992801	Taille L
992802	Taille XL

Produit

Casaque de chirurgien à usage unique, dos droit, en nontissé hydrophobe SMS. Elle offre une forte résistance contre le passage des liquides et des germes. Résiste au frottement et ne peluche pas. Fermeture dos droit.


Les casaques chirurgicales Foliodress® Protect Basic sont conformes à la norme NF EN 13795 (performance standard, dossier technique détaillé disponible sur demande).

Indications / Classification

Pour la protection du patient au bloc opératoire lors d'une intervention chirurgicale de courte durée impliquant de très faibles quantités de fluide.

Foliodress® Protect Basic est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Composition :

Nontissé en polypropylène 40 g/m² (SMS), hydrophobe, souple et perméable à l'air.

Jersey aux manchettes.

Couleur : bleu

Encolure de couleur verte.

Caractéristiques :

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
992801	Taille L	Hauteur : 125 cm environ Circonférence : 145 cm environ
992802	Taille XL	Hauteur : 140 cm environ Circonférence : 156 cm environ

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire accompagné de 2 essuie-mains.
Sous double emballage : SMS / blister papier-film.
Double étiquette de traçabilité avec code à barres (EAN 128).
Les blisters sont regroupés dans un sachet plastique.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992801	Taille L	18	2	24
992802	Taille XL	18	2	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
992801	Taille L	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1890 mm
992802	Taille XL	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1890 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS