

Désignation

- Bead bath duo 10l bath 230v

Référence

- 162527

Unité de vente : 1



Description

- Deux modes distincts pour BEADS ou WATER
- Quik-Cal™, fonction d'étalonnage simple en laboratoire
- Offre tous les avantages d'un « bain de perles »
- Élimine les recharges constantes (protection contre le burn-out)
- Fixation facile (sans accessoire) des tubes et des bouteilles
- Permet des incubations inclinées Fonctionne de manière constante (pas d'attente pour la montée en température)
- Plage de température (eau) : ambiante +5° à 80°C
- Plage de température (perles) : ambiante +5° à 70°C
- Précision de la température (10L) : +0,2°C
- Incréments de température (10 L) : 1,0 °C
- Uniformité de la température : ± 0,2°C à 37°C
- Extérieur (LxPxH) (10L) : 25,4 x 40,64 x 30,4 cm
- Chambre (LxPxH) (10L) : 22,8 x 30 x 15,2 cm
- Poids (10L) : 6,8 kg
- Électrique : 115 V ou 230 V 50-60 Hz
- Garantie : 2 ans

