

FICHE TECHNIQUE

Révision 06 - 22 Octobre 2014

Numéro de référence : 164 161

Désignation du produit : Tubes en Polystyrène avec bouchon vissant, fond conique

Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polystyrène
Matière du bouchon : Polyéthylène Haute Densité

CARACTERISTIQUES:

∅ [mm] x hauteur [mm] : 16,8 x 100
Volume nominal [ml] : 12
Volume de travail [ml] : 12
Stérilité : +
Bouchon vissant : -
Bouchon baïonnette*) : Bleu
Graduation : -
Aplat : -
Jupe : +

A usage unique

Température (résistance) : -20°C to +60°C
Centrifugation, max. RCF : 5000 x g:
Durée de vie : 5 ans après le mois de production

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 25/1000