


FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – Octobre 2014

Désignation du produit : Tube 12 ml avec bouchon baïonnette

Spécifications

	164180
	
Description	Tube 12 ml avec bouchon baïonnette
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 16.8 x 100
Volume	Volume nominal : 12 ml Volume de travail : 12 ml
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Bouchon HDPE (Polyéthylène de haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Tube Transparent Bouchon : blanc
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	Tube - 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	5000 x g: rotor angulaire 5000 x g: rotor nacelles
Durée de vie	-
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	1300
-----------------	------