

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B-461/BLANC POLYESTER  
19,1mmx6,4m

**RÉFÉRENCE :**  
167035

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



---

**DESCRIPTION :**

- Ruban en polyester pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Adhésif permanent

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons