


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE B-499/BLANC NYLON
12,7mmx4,8m M21-500-499

RÉFÉRENCE :
167037

UNITÉ DE VENTE :
1 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Ruban en tissu nylon pour étiqueteuses BMP21-PLUS et BMP21
- Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 4,88 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques ; Boîtes de Petri ; Tubes Eppendorf ; Flacons ; Identification générale en laboratoire ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons ; Plaques de puits