

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE B-488/BLANC POLYESTER
19,1mmx6,4m

RÉFÉRENCE :
167041

UNITÉ DE VENTE :
1 étiquette(s)



05/04/20 MRP7 R:DS



DESCRIPTION :

- Ruban en polyester pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 160 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire ; Lamelles ; Plaques de puits