


DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B-430/TRANSPARENT
POLYESTER 19,1mmx6,4m

RÉFÉRENCE :
167047

UNITÉ DE VENTE :
1 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Ruban en polyester pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Transparentes ; Forte adhérence ; Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Brillant
- Couleur : Noir sur transparent
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 100 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Identification générale en laboratoire ; Plaques de puits