


**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B-439/ROUGE VINYL  
12,7mmx6,4m

**RÉFÉRENCE :**  
167059

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Ruban en vinyle pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance en extérieur ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Brillant
- Couleur : Blanc sur rouge
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 82 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire ; Plaques de puits