

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE 24,50mmx9.53mm NYLON
BLANC ROULEAU DE 500

RÉFÉRENCE :
167120

UNITÉ DE VENTE :
500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en tissu nylon pour M611, BMP61 et BMP71
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP61 ; BMP71 (avec adaptateur de consommables) ; M611 ; TLS2200 ; TLS-PC LINK
- Rubans recommandés : R4300 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes cryogéniques ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons