

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE 88.9x 38.10 mm POLYESTER
PROTEGE ROULEAU DE 100

RÉFÉRENCE :
167126

UNITÉ DE VENTE :
250 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour M611, BMP61 et BMP71
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP61 ; BMP71 (avec adaptateur de consommables) ; M611 ; TLS2200 ; TLS-PC LINK
- Rubans recommandés : R4300 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 88,90 mm (l) x 38,10 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes coniques ; Tubes cryogéniques ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Grands tubes ; Boîtes de Petri ; Plaques de puits