

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 9,53x31,75mm ROULEAU DE  
3000

**RÉFÉRENCE :**  
167160

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 31,75 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR