

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 38,10x95,25mm ROULEAU
DE 3000

RÉFÉRENCE :
167164

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 95,25 mm (l) x 38,10 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes coniques ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Grands tubes