

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POLYESTER B-461
DIAM.9,53mm ROULEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
167280

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons
- :
- :