

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 12,70mm DE DIAMETRE  
ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167284

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Jaune
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons