

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE 15,24mm DE DIAMÈTRE  
ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167285

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Étiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 15,24 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons