

## DÉSIGNATION :


ETIQUETTE 15,24x41,28x12,70mm DE  
DIAMETRE ROULEAU DE 1000

## RÉFÉRENCE :

167286

## UNITÉ DE VENTE :

1000 étiquette(s)



A = Label Width  
B = Label Height

D = Vertical Repeat  
E = Web Width

## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 41,28 mm (l) x 15,24 mm (H) x 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons

