

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTE 15,24x66,68x25,40mm

ROULEAU DE 1500

RÉFÉRENCE :

167289

UNITÉ DE VENTE :

1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 15,24 mm (l) x 66,68 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons