


**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 25,40x66,68mm ROULEAU  
DE 1500

**RÉFÉRENCE :**  
167297

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en tissu nylon imprimables pour imprimantes à transfert thermique. ; Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 66,68 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons