


**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 25,40x48,26mm ROULEAU  
DE 2000

**RÉFÉRENCE :**  
167303

**UNITÉ DE VENTE :**  
2000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 48,26 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes