


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 25,40x66,68mm ROULEAU
DE 2000

RÉFÉRENCE :
167307

UNITÉ DE VENTE :
2000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 66,68 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 70 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Général ; surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes