

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTES BPT-1-8423-2.5  
19,05x6,35mm x2500

**RÉFÉRENCE :**  
167309B

**UNITÉ DE VENTE :**  
2500 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique. ; Adhésif puissant ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 6,35 mm (H)
- Finition : Satin
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Plaques de puits