

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 12,70x45,72x19,05mm ROU-  
LEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167312

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 45,72 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR