


Accueil > Produits par catégorie > Étiquettes > L'identification en laboratoire > Étiquettes pour centrifuge, eppendorf & PCR > **Étiquettes pour imprimantes transfert thermique**

## Étiquettes pour imprimantes transfert thermique



Aperçu

Specifications

**N° d' Article:** 062358

**Référence:** THT-126-499-3

**Dimensions - Largeur (mm):** 22,86 with 12,7 Diameter vial top label

**Dimensions - Hauteur (mm):** 12,7

**Finition:** Mat

**Couleur:** Blanc

**Zone imprimable - Largeur (mm):** 22,86

**Zone imprimable - Hauteur (mm):** 12,70 with 12,7 mm Diameter vial top label

**Matériau:** Tissu nylon

**Matériau Brady:** [B-499](#)

**Adhésif:** Acryl Permanent

**Approbation/Conformité:** Halogen-Free (DIN VDE 0472/parts 815), UL Recognised

**Température d'utilisation °C:** 90

**Propriétés particulières:** High adhesion, Low profile

**Répétition verticale (mm):** 15,24

**Web Width (mm):** 43,18

**Qté par rangée:** 1

**Compatibilité imprimante:** 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, PR200, PR300, PR600, Thermal Transfer Printers

**Application laboratoire:** Centrifuge, Eppendorf, PCR Tube, Tube, Vial, Vial Top

**Environnement:** Autoclave, Congélateur, Nitrogène liquide

**Industrie:** Laboratoires, Santé

**Vial/Tube Size (ml):** 1 - 2.0ml Vial/Tube, 1 - 8.0ml Vial/Tube, 1,5 - 2.0ml Tube

**Application(s):** Centrifuge, Eppendorf, Laboratoires, PCR Tube, Tube, Vial, Vial Top

**Format:** IP™ Enabled

Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre partenaire Brady. Les produits Brady sont commercialisés par la distribution également.

Copyright 2015 Brady Worldwide, Inc.