

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 12,70x55,88x19,05mm ROU-
LEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
167316

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 55,88 mm (l) x 12,70 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 70 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Général ; surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons