


Accueil > Produits par catégorie > Étiquettes > L'identification en laboratoire > Identification de flacons et bouchons > **Étiquettes pour imprimantes transfert thermique**

Étiquettes pour imprimantes transfert thermique



Aperçu

Specifications

N° d' Article: 062370

Référence: THT-137-499-3

Dimensions - Largeur (mm): 25,4

Dimensions - Hauteur (mm): 50,8

Finition: Mat

Couleur: Blanc

Matériau: Tissu nylon

Matériau Brady: [B-499](#)

Adhésif: Acryl Permanent

Approbation/Conformité: Halogen-Free (DIN VDE 0472/parts 815), UL Recognised

Température d'utilisation °C: 90

Propriétés particulières: High adhesion, Low profile

Répétition verticale (mm): 28,58

Web Width (mm): 55,88

Qté par rangée: 1

Compatibilité imprimante: 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, PR200, PR300, PR600, Thermal Transfer Printers

Application laboratoire: Bottles, Conical Tube, Deep Well Plate, Petri Dish

Environnement: Autoclave, Freezer, Liquid Nitrogen

Industrie: Laboratoires, Santé

Vial/Tube Size (ml): 50.0ml Conical Tube/Bottles/Petri Dish/Deep Well Plate

Application(s): Bottles, Conical Tube, Deep Well Plate, Laboratoires, Petri Dish

Format: IP™ Enabled

Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre partenaire Brady. Les produits Brady sont commercialisés par la distribution également.

Copyright 2015 Brady Worldwide, Inc.