

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE 25,40x133,35x38,10mm  
ROULEAU DE 2000

**RÉFÉRENCE :**  
167324

**UNITÉ DE VENTE :**  
2000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Étiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 133,35 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons