

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 22,86x22,86mm ROULEAU  
DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167326

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en polyester hautes performances imprimables pour imprimantes à transfert thermique. ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Carré
- Dimensions : 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 160 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Lamelles