

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 5,08x63,50 mm ROULEAU
DE 2500

RÉFÉRENCE :
167327

UNITÉ DE VENTE :
2500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique. ; Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 63,50 mm (l) x 5,08 mm (H)
- Finition : Brillant
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Plaques de puits