

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE 9,53 mm DE DIAMÈTRE  
ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167328

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Étiquettes à transfert thermique
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons