

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 9,53x25,40mm ROULEAU
DE 3000

RÉFÉRENCE :
167331

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en tissu nylon imprimables pour imprimantes à transfert thermique. ; Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Boîtes de Petri ; Tubes Eppendorf ; Flacons ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons ; Plaques de puits