

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE 15,24x66,68x25,40mm
ROULEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
167332

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 15,24 mm (l) x 66,68 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons