

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 25,40x50,80mm ROULEAU  
DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167334

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes anti-fraude imprimables en vinyle pour imprimantes à transfert thermique. Conçues pour se fissurer facilement afin de montrer les signes de manœuvres frauduleuses et éviter le retrait intégral de l'étiquette. Utilisez de prudence lors du retrait du support car le matériau est fragile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 50,80 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Satin
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 80 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Sceaux de sécurité