

Accueil > Produits par catégorie > Étiquettes > L'identification en laboratoire > Étiquettes pour tubes/fioles > **Étiquettes pour imprimante transfert thermique Freezerbondz™**

Étiquettes pour imprimante transfert thermique Freezerbondz™



Aperçu

Specifications

N° d' Article: 805918

Référence: THT-163-492-3

Dimensions - Largeur (mm): 25,4 with 9,53 Diameter vial top label

Dimensions - Hauteur (mm): 9,53

Finition: Mat

Couleur: Blanc

Zone imprimable - Largeur (mm): 25,4

Zone imprimable - Hauteur (mm): 9,53 with 9,53 mm Diameter vial top label

Matériau: Polyester

Matériau Brady: [B-492](#)

Adhésif: Acryl Permanent

Température d'utilisation °C: 130

Propriétés particulières: Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen, Low profile

Répétition verticale (mm): 12,7

Qté par rangée: 1

Compatibilité imprimante: 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, BP1244, BP1344, BF2461, BF3481, BF6441, MVP200, MVP300, FR200, FR300, FR600, Thermal Transfer Printers

Environnement: Congélateur, L'azote liquide

Industrie: Laboratoires, Santé

Application(s): Laboratoires

Format: IP™ Enabled

Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre partenaire Brady. Les produits Brady sont commercialisés par la distribution également.

Copyright 2013 Brady Worldwide, Inc.