

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE FREEZERBONDZ 25,4 x 9,53
mm DIAM 9,53 ROULEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
167633

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons