

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE FREEZERBONDZ 25,4 x 25,4  
mm ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167634

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Carré
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons