

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE FREEZERBONDZ 25,4 x 12,7  
mm DIAM 11,18 ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**  
167637

**UNITÉ DE VENTE :**  
3000 étiquette(s)



**DESCRIPTION :**

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons