

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POUR IMPRIMANTE LASER
41,28x15,24mm x 2500

RÉFÉRENCE :
167873

UNITÉ DE VENTE :
2500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes LaserTab sur feuille
- Impression par imprimante laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : Imprimantes laser
- Dimensions : 15,24 mm (l) x 41,28 mm (H)
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Application : Étiquetage en laboratoire ; Étiquetage de fils et câbles ; Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR
- Couleur : Blanc, transparent
- Finition : Mat
- Forme d'étiquette : Rectangle