

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE POUR IMPRIMANTE LASER  
66,04x15,24mm x 2500

**RÉFÉRENCE :**  
167876

**UNITÉ DE VENTE :**  
2500 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes LaserTab sur feuille
- Impression par imprimante laser

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : Imprimantes laser
- Dimensions : 15,24 mm (l) x 66,68 mm (H)
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Application : Étiquetage en laboratoire ; Étiquetage de fils et câbles ; Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons
- Couleur : Blanc, transparent
- Finition : Mat
- Forme d'étiquette : Rectangle