

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POLYESTER BLANC B-481
22,86x19,65mm ROULEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
167903

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Résistance aux produits chimiques ; Résistance aux basses températures ; Résistance aux environnements extrêmes ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 22,86 mm (l) x 19,05 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -80 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Lamelles