

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE THT88-492-5 FREEZER-
BOND 24,5x19,1mm ROULEAU DE 5000

RÉFÉRENCE :
167974

UNITÉ DE VENTE :
5000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons