

## Désignation

- Boite à aiguilles

## Référence

- 168003B

## Unité de vente


52 Boites



---

## Description

Emballage de forme carrée avec couvercle rotatif pour l'élimination des déchets piquants coupants et tranchants. Le couvercle est muni de fermeture provisoire et définitive et possède une large ouverture pour l'élimination de déchets de format important.



## Caractéristiques techniques

- Système d'ouverture pratique
- Fermeture temporaire et permanente
- Couvercle rotatif avec fermeture pratique et fonctionnelle
- Large ouverture pour l'élimination des objets volumineux
- Désolidarisation des aiguilles
- Désolidarisation des stylos à insuline
- Niveau maximum de remplissage
- Résistant aux choc
- Résistant à la perforation
- Simplicité d'utilisation
- Facilité d'assemblage
- Stabilité optimale
- Base carrée
- Poignée résistante
- Poignée sur le corps pour faciliter le transport
- Étiquette personnalisable
- Autoclavable à 134°C pendant 18'
- Aucune émission de gaz nocifs lors de l'incinération
- Disponibilité de supports