

FICHE TECHNIQUE

Référence	168010
Désignation	Boite à aiguilles forme cylindrique – 2L



Description :

- ✓ Poignée ergonomique pour les modèles les plus grands
- ✓ Ailettes anti-reflux
- ✓ Encoches de désolidarisation des aiguilles
- ✓ Indication du niveau de remplissage maximum
- ✓ Disponibilité de différents supports
- ✓ Aucune émission de gaz nocifs lors de l'incinération
- ✓ Autoclavables

- ✓ Contenance : 2 L
- ✓ Dimensions (diam. x h) : 140 x 210 mm

Unité de vente :

75
