

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	17-3712-06
<b>Désignation</b>	Colonnes HisTrap

---

### Description :

- ✓ Colonnes HisTrap™ EXCEL
- ✓ Pré-packées avec le gel Ni Sepharose EXCEL
- ✓ Spécifiquement dédiées à la capture et la purification des protéines taggées histidine secrétées dans des cellules eucaryotes
- ✓ Volume : 5 ml

### Unité de vente :

5 HisTrap

---