

Désignation

- Pointes

Référence

- 170530

Unité de vente

40 Recharges de 96 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 300 µl
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : En recharge
- Graduation : 10, 50, 100 µl
- Diamètre ouverture : 0,51 mm
- Longueur : 58,57 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Sans filtre
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Non

