

FICHE TECHNIQUE

Référence	170540
Désignation	Pointes en recharge



Description :

- ✓ Portoir robuste pyramidal à charnière, autoclavable de nombreuses fois
- ✓ Pour pipettes monocanal et multicanaux
- ✓ Portoirs empilables
- ✓ Economise de l'espace, des déchets
- ✓ Pas d'alignement de pointes ou d'ajustement : le plateau se dépose d'un simple geste et se clip dans le portoir
- ✓ Emballage transparent permettant une visualisation des pointes
- ✓ Pointes graduées de précision, version standard
- ✓ Non stérile
- ✓ Volume : 1250 µl
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

4 x 768 Pointes
