

FICHE TECHNIQUE

Référence	170700
Désignation	Kit de pointes 10 μ l



Description :

- ✓ Kit de démarrage (10 recharges de 96 pointes + 10 racks)
- ✓ En polypropylène
- ✓ Pointes longues universelle
- ✓ Volume 0,1-10 μ l
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Autoclavables
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Système qui permet de déposer, d'un seul geste, un plateau de pointes sur un portoir à couvercle à charnière
- ✓ Portoir robuste pyramidal à charnière, autoclavable de nombreuses fois
- ✓ Pour pipettes monocanal et multicanaux
- ✓ Portoirs empilables
- ✓ Economise de l'espace, des déchets
- ✓ Pas d'alignement de pointes ou d'ajustement : le plateau se dépose d'un simple geste et se clipse dans le portoir
- ✓ Emballage transparent permettant une visualisation des pointes

Unité de vente :

1 Kit de pointes 10 μ l