

FICHE TECHNIQUE

Référence	170710
Désignation	Kit de démarrage



Description :

- ✓ Portoir robuste pyramidal à charnière, autoclavable de nombreuses fois
- ✓ Pour pipettes monocanal et multicanaux
- ✓ Portoirs empilables
- ✓ Economise de l'espace, des déchets
- ✓ Pas d'alignement de pointes ou d'ajustement : le plateau se dépose d'un simple geste et se clipse dans le portoir
- ✓ Emballage transparent permettant une visualisation des pointes
- ✓ Pointes graduées de précision, en version standard ou low binding sur plateau de 96 pointes
- ✓ Non stérile
- ✓ Pointe de 200 µl
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

1 Kit de démarrage (10 recharges de 96 pointes + 10 racks)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS