

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	170730
<b>Désignation</b>	Kit de pointes 300 µl



---

### Description :

- ✓ Kit de démarrage (10 recharges de 96 pointes + 10 racks)
- ✓ En polypropylène
- ✓ Pointes extra longues graduées
- ✓ Volume 1-300 µl
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Autoclavables
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Système qui permet de déposer, d'un seul geste, un plateau de pointes sur un portoir à couvercle à charnière
- ✓ Portoir robuste pyramidal à charnière, autoclavable de nombreuses fois
- ✓ Pour pipettes monocanal et multicanaux
- ✓ Portoirs empilables
- ✓ Economise de l'espace, des déchets
- ✓ Pas d'alignement de pointes ou d'ajustement : le plateau se dépose d'un simple geste et se clipse dans le portoir
- ✓ Emballage transparent permettant une visualisation des pointes

### Unité de vente :

1 Kit de pointes 300 µl

---